

## Αποστειρωτής υπερήχων Ultra Pure



~~€288.00~~ **€240.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Αποστειρωτής υπερήχων Ultra Pure, ιδανικός για μικρά εργαλεία, μεταλλικές κεφαλές δερμοαπόξεσης κ.α.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902043 | **Κατηγορίες:** [Αποστειρωτές - Hot Towel](#), [Αποστειρωτές - Φακοί](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Αποστειρωτής υπερήχων ιδανικός για αποστείρωση μικρών εργαλείων, μεταλλικών κεφαλών δερμοαπόξεσης κ.α.

Βυθίζουμε τα μικρά εργαλεία σε ένα λουτρό με υπερήχους για γρήγορη και ιδανική αποστείρωση.

Απομακρύνει μικρόβια και βακτήρια.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Ισχύς:60W

Χρόνος αποστείρωσης : 1-3 λεπτά

Χωρητικότητα 1,2 lt

Βάρος: 1.8Kg

Διαστάσεις: 27x16x16cm

Διαστάσεις δοχείου αποστείρωσης : 22 x 10,5 x 6,5

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αποστειρωτές - hot towel](#) ➔

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) ➔

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	2.5 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 30cm Π: 20cm Υ: 22cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1