


Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 5 x 5 εκ. - σετ των 4 τμχ



€5.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ηλεκτροθεραπείας πολλαπλών χρήσεων, 5x5 εκ. με υποδοχή 2mm. Είναι κατάλληλα για όλες τις συσκευές ηλεκτροθεραπείας που διαθέτουν καλώδιο με λεπτό βύσμα 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1907001 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρόδια - Pads](#), [Ηλεκτρόδια Pads - Ιμάντες δεσίματος](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ηλεκτροθεραπείας πολλαπλών χρήσεων 5x5 εκατοστών με υποδοχή 2mm.

Είναι κατάλληλα για όλες τις συσκευές ηλεκτροθεραπείας που διαθέτουν καλώδιο με λεπτό βύσμα 2mm.

Προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε περιοχή εφαρμόζεται η θεραπευτική αγωγή.

Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 4 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια.



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για τα προϊόντα ηλεκτρόδια pads - ιμάντες δεσίματος](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για αναλώσιμα αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά