

## Γυαλιά Laser - Ipl



**€55.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Υψηλής απορροφητικότητας: 190-450 & 800-2000nm.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 9100001 | **Κατηγορίες:** [Laser-Ipl](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος

Γυαλιά κατάλληλα για χρήση θεραπειών Diode Laser, IPL και Alexandrite Laser.

Υψηλής απορροφητικότητας: 190-450 & 800-2000nm

## Επιπλέον Χαρακτηριστικά

**Βάρος Συσκευασίας**

0.100 κ.