

## Συσκευή ιονισμού προσώπου 'U Tech'



~~€170.00~~ **€140.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συσκευή ιονισμού προσώπου με 3 εξαρτήματα για εύκολη θεραπεία σε όλα τα σημεία του προσώπου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902040 | **Κατηγορίες:** [Συσκευές προσώπου](#), [Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Συσκευή ιονισμού προσώπου με γαλβανικό ρεύμα, επιτραπέζια. Βοηθάει στην εισχώρηση των προϊόντων για θεραπείες καθαρισμού στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας.

Με ρυθμιστή του επιπέδου της έντασης του ρεύματος.

Οπτική επαφή με μπάρα ώστε να βλέπουμε το επίπεδο της έντασης.

Δυνατότητα αλλαγής της πολικότητας με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η συσκευή ιονισμού προσώπου διαθέτει 3 εξαρτήματα ιονισμού : roller, σφαίρα, επιφάνεια στρογγυλή για εύκολη θεραπεία σε όλα τα σημεία του προσώπου.

Περιλαμβάνει μεταλλικό ηλεκτρόδιο γείωσης.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 8W

Ισχύς : 5W

Συχνότητα λειτουργίας: 30-650 micro ampere

Βάρος : 2,2Kg

Διαστάσεις: 24x23x13cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 



### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

4 kg

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 36cm Π: 31cm Υ: 19cm

**Εγγύηση (Έτη)**

1