

## Επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων Expert HF



~~€348.00~~ **€290.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συσκευή υψισύχνων επιτραπέζια, συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια: μανιτάρι, ακμή, κουτάλι και ίσιο, ιδανικό για θεραπείες προσώπου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940202 | **Κατηγορίες:** [Θεραπίες Προσώπου](#), [Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων που με την άμεση εφαρμογή του ρεύματος μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα τα οποία, όταν συνδυαστούν μεταξύ τους, καθαρίζουν και βελτιώνουν το δέρμα ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ακμής

Παράλληλα, η υψηλή τάση παράγει όζον που είναι δραστικό αντισηπτικό.

Η επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια:

1. Ηλεκτρόδιο-ράβδος για τον καθαρισμό μεμονωμένων σημείων.
2. Ηλεκτρόδιο-μανιτάρι κατάλληλο για την απολύμανση ολόκληρου του προσώπου.
3. Ηλεκτρόδιο-κουτάλι για δύσκολες περιοχές όπως η μύτη.
4. Ηλεκτρόδιο-ίσιο για τον καθαρισμό μεμονωμένων σημείων.

Ιδανικό για θεραπείες προσώπου, με ρυθμιστή του επιπέδου της έντασης των υψισύχνων.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη αφής με ενδείξεις.

Χρησιμοποιούνται κυρίως μετά το βαθύ καθαρισμό, ώστε να αποφύγουμε τη πιθανότητα μόλυνσης, να διεγείρουμε τους ανοιχτούς πόρους, και να καυτηριάσουμε σπυράκια ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ακμής.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~ 240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 20W

Ισχύς : 15W

Συχνότητα λειτουργίας: 650000 GHz

Βάρος: 2,4 Kg

Διαστάσεις: 20,8x23x7,5cm

Κατασκευαστής: SilverFox



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	3 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 20.8cm Π: 23cm Υ: 7.5cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2
<b>Διαστάσεις 2ης συσκευασίας</b>	M: 37cm Π: 27.5cm Υ: 14cm