

## Ηλεκτρικό Κρεβάτι Cure Arc Γκρι





~~€1,930.00~~ **€1,500.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ιδιαίτερου σχεδιασμού και βαριάς κατασκευής για θεραπείες, με ρύθμιση ύψους σε λευκή και γκρι δερματίνη.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940004 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ηλεκτρικά Κρεβάτια Θεραπείας](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπειών 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για φυσιοθεραπείες, θεραπείες αισθητικής, μασάζ, spa κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού μέσω κοντρόλ χειρός.

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Διαθέτει 2 τροχούς για τη μετακίνηση του κρεβατιού άνετα μέσα στο χώρο.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό ή σκούρο γκρι χρώμα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος από το έδαφος : 53 - 86 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ +75°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 71 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 1,90 x 0,70 m

Κατασκευαστής : Silver Fox



### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	86 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 202cm Π: 75cm Υ: 76cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2