

## Ηλεκτρικό Κρεβάτι Cure Eco




~~€1,331.00~~ **€890.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικό κρεβάτι σχεδιασμένο για φυσιοθεραπείες, θεραπείες μασάζ, spa κ.α.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940005 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Κρεβάτι 2 τμημάτων με σταθερή μεταλλική κατασκευή.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού από 68- 92 cm και με διακόπτη στο πλάι που το καθορίζει.

Η πλάτη του κρεβατιού ρυθμίζεται ~ -0° ~ + 55° μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Αφαιρούμενο και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

Σύστημα 2 τροχών για διευκόλυνση μετακίνησης στον χώρο σας.

Λευκή ταπετσαρία PU υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τον καθαρισμό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα : Λευκό

Ύψος από το έδαφος : 68- 92 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ + 55°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 150 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 50 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 204 x 0,68 cm

Διαστάσεις συσκευασίας: 180 x 72 x 49 cm

Κατασκευαστής : SilverFox



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	58 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 180cm Π: 72cm Υ: 49cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2