

## Ηλεκτρόδιο γείωσης ασθενούς μιας χρήσης



**€2.20 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο γείωσης μίας χρήσης.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1907009 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρόδια - Pads](#), [Ηλεκτρόδια Pads - Ιμάντες δεσίματος](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρόδιο γείωσης αυτοκόλλητο μίας χρήσης, χωρίς καλώδιο με σύνδεση γλωττίδας.

Τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος λόγω της άνετης και εύκαμπτης κατασκευής.

Διάσταση : 20,2 χ 10,1 cm


Ενεργή επιφάνεια : 118 cm<sup>2</sup>

Συσκευασία: τεμάχιο



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για τα προϊόντα ηλεκτρόδια pads - μάντες δεσίματος](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για αναλώσιμα αισθητικής](#) 

