

## Θερμοκουβέρτα 'Therma-tec' 3 ζώνες θεραπείας



~~€840.00~~ **€700.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Θερμοκουβέρτα επαγγελματική για παροχή θερμότητας σε όλο το σώμα για αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και του καρδιακού παλμού, αύξηση της εφίδρωσης, χαλάρωση των μυών και αποτοξίνωση του οργανισμού. Με ελεγχόμενη θερμοκρασία ξεχωριστά για κάθε ζώνη.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902100 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Σώματος](#), [Πρεσσοθεραπεία - Θερμοθεραπεία](#), [Συσκευές σώματος](#) |

**Tags:** [weelko](#), [θερμοκουβέρτα](#), [Σώμα](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Θερμοκουβέρτα επαγγελματική για εντατική θερμοθεραπεία.

Χωρίζετε σε 3 ζώνες ελεγχόμενης θερμοκρασίας ξεχωριστά για κάθε μία.

Θερμοκουβέρτα επαγγελματική με 3 ζώνες : πόδια, κοιλιά, χέρια ώμοι.

Συσκευή θερμοθεραπείας για παροχή θερμότητας σε όλο το σώμα για αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και του καρδιακού παλμού, αύξηση της οξυγόνωσης των ιστών, αύξηση της εφίδρωσης, χαλάρωση των μυών και αποτοξίνωση του οργανισμού.

Έχει ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης ώστε να μπορεί η αισθητικός να ρυθμίζει αυτόματα τον επιθυμητό χρόνο θεραπείας από 1 - 60 λεπτά.

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανεξάρτητα για κάθε ζώνη από 20 - 50°C.

Στο τέλος του ρυθμιζόμενου χρόνου θεραπείας ακούγετε ενδεικτικός ήχος και σταματάει αυτόματα η θεραπεία.

Υψηλής ποιότητας υλικό για εύκολο καθάρισμα, και μεγάλη ανθεκτικότητα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάσταση κουβέρτας : 1,80cm x 0.80cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 580W

Ισχύς:450W

Θερμοκρασία: 20 °C min-50°Cmax

Προκαθορισμένος χρόνος εργασίας:60 λεπτά

Βάρος :6,8Kg


Διαστάσεις: 67x30,5x42cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε presso - thermotherapy](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

19 κ.

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 78cm Π: 45cm Υ: 27cm

**Εγγύηση (Έτη)**

2