

## Ιατρική ηλεκτρική Πολυθρόνα - Κρεβάτι 'Ster'




~~€1,830.00~~ **€1,490.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Πολυθρόνα - Κρεβάτι ,ηλεκτρική και ιατρική 3 θέσεων εξοπλισμένη με 3 μοτέρ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902083-1 | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες ηλεκτρικές](#) | **Tags:** [weelko](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ιατρική πολυθρόνα 'Ster' ηλεκτρική τριών τμημάτων με 3 μοτέρ.

Η Ηλεκτρική Πολυθρόνα είναι εξοπλισμένη με 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους (59-83cm) , των ποδιών και του προσκέφαλου.

Η ηλεκτρική κλίση της πλάτης ,των ποδιών και του ύψους ρυθμίζονται ανεξάρτητα με κοντρόλ χειρός.

Αφαιρούμενα υποβραχιόνια που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας

Με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Λευκή PU ταπετσαρία υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,62m

Διαστάσεις (με μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,84m

Κλίση πλάτης : 0°~50°

Κλίση ποδιών: 0°~65°

Ύψος : 59 ~ 83 cm

Βάρος πολυθρόνας : 59 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

[https://www.youtube.com/watch?v=egWQ1vGbLeU&ab\\_channel=CosmedicoGr](https://www.youtube.com/watch?v=egWQ1vGbLeU&ab_channel=CosmedicoGr)

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	59 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 172cm Π: 65cm Υ: 64cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Bestseller</b>	Ναι