

## Ιατρική μάσκα ροζ 3ply με λάστιχο - 50 τεμάχια



**€2.20 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Μάσκα μίας χρήσεως Τριών στρωμάτων (3ply) ροζ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 6002026 | **Κατηγορίες:** [Γάντια - Μάσκες - Αντισηπτικά](#), [Μίας χρήσης αναλώσιμα](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ιατρικές μάσκες μιας χρήσης με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος (βακτήρια, σκόνη, γύρη).

Τριών στρωμάτων (3ply) Υποαλλεργικές από υλικό non-woven χωρίς latex και υαλοΐνες.

CE πιστοποίηση

Type II

BFE>98%

Εύκολη αναπνοή και άψογη εφαρμογή.

Προσαρμόσιμη μπανέλα στο πάνω μέρος

Παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος


Άνετα αλλά σταθερά λάστιχα

Τεμάχια συσκευασίας: 50



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για τα προϊόντα γάντια - μάσκες - αντισηπτικά](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για αναλώσιμα αισθητικής](#) 

