

Κρεβάτι εξεταστικό βαρέως τύπου 'Mara'



~~€340.00~~ **€285.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Κρεβάτι εξεταστικό βαρέως τύπου με ίσιο ή πομπέ (κούρμπα) προσκέφαλο με σπαστά πόδια για άνεση κατά το στήσιμο του κρεβατιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010002 | **Κατηγορίες:** [Κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια απλά](#), [Απλά Κρεβάτια Θεραπείας](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Το κρεβάτι εξεταστικό βαρέως τύπου διαθέτει σπαστά πόδια για άνεση κατά το στήσιμο του κρεβατιού.

Σταθερά πόδια χρωμίου με ασφάλεια για απόλυτη σταθερότητα.

Περιλαμβάνει μηχανισμό για τοποθέτηση χαρτοσέντονου πλάτους 55 cm.

Διατίθεται με προσκέφαλο πομπέ (κούρμπα) ή και με ίσιο προσκέφαλο κατ'επιλογή.

Εύκολη ρύθμιση της κλίσης του προσκέφαλου σε διάφορες θέσεις.

Υψηλής ποιότητας δερματίνη για εύκολο καθάρισμα.

Διατίθεται σε στάνταρ χρώμα δερματίνη λευκό . Για περισσότερα χρώματα ρωτήστε μας.

Το κρεβάτι εξεταστικό βαρέως τύπου κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα δερματίνης με επιπλέον χρέωση.

Διαστάσεις : Μήκος X Πλάτος : 1,85m X 0,65m

Ύψος από το έδαφος : 70 cm

Μέγιστο βάρος ασθενή: 150 kg

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

25 κ.

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 190cm Π: 68cm Υ: 25cm