

Κρεβάτι Ηλεκτρικό Sphen 3 τμημάτων



COLOURS



~~€2,190.00~~ **€1,825.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος, την πλάτη και την κλίση του κεντρικού τμήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | Κατηγορίες: [ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

Variations

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902073-1	Κατόπιν παραγγελίας		Λευκό	€2,190.00 €1,825.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902074-1	Κατόπιν παραγγελίας		Γκρι	€2,190.00 <u>€1,825.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό ιατρικό κρεβάτι θεραπειών Sphen 3 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους κ.α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος, την πλάτη και την κλίση του κεντρικού τμήματος.

Σύστημα διπλού υποβραχιόνιου: τα σταθερά ρυθμίζονται με ανύψωση αερίου και τα πλευρικά αφαιρούνται.

Προσκέφαλο με οπή αναπνοής. Παρέχεται επιπλέον μαξιλάρι στάσης.

Καμπύλη βάση με δύο τροχούς για διευκόλυνση της κινητικότητάς του.

Λευκή ταπετσαρία PU υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Περιλαμβάνεται θήκη για ρολό χαρτιού.

Κατάλληλο για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού χωρίς μπράτσα : 2,00 X 0,73 m X 53/86cm

Διαστάσεις κρεβατιού με μπράτσα : 2,00 X 0,96 m X 53/86cm

Ύψος από το έδαφος : 53 – 86 cm

Γωνία προσκέφαλου : 0° ~ 75°

Βάρος κρεβατιού : 77 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

78 κ.

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 200cm Π: 96cm Υ: 86cm

Χρώμα

Λευκό, Γκρι