

## Κρεβάτι Ηλεκτρικό Sphen 3 τμημάτων



COLOURS





~~€2,190.00~~ **€1,825.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος, την πλάτη και την κλίση του κεντρικού τμήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | Κατηγορίες: [ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

### Variations

| Image  | ΚΩΔΙΚΟΣ   | Stock Status        | Stock Quantity | Description Χρώμα | Price   |
|--|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---|
|  | 1902073-1 | Κατόπιν παραγγελίας |                | Λευκό             | <del>€2,190.00</del><br>€1,825.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |

| Image  | ΚΩΔΙΚΟΣ   | Stock Status        | Stock Quantity | Description | Χρώμα | Price  |
|--|-----------|---------------------|----------------|-------------|-------|--|
|  | 1902074-1 | Κατόπιν παραγγελίας |                |             | Γκρι  | €2,190.00<br>€1,825.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |

### Φωτογραφίες



### Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό ιατρικό κρεβάτι θεραπειών Sphen 3 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους κ.α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος, την πλάτη και την κλίση του κεντρικού τμήματος.

Σύστημα διπλού υποβραχιόνιου: τα σταθερά ρυθμίζονται με ανύψωση αερίου και τα πλευρικά αφαιρούνται.

Προσκέφαλο με οπή αναπνοής. Παρέχεται επιπλέον μαξιλάρι στάσης.

Καμπύλη βάση με δύο τροχούς για διευκόλυνση της κινητικότητάς του.

Λευκή ταπετσαρία PU υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Περιλαμβάνεται θήκη για ρολό χαρτιού.

Κατάλληλο για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού χωρίς μπράτσα : 2,00 X 0,73 m X 53/86cm

Διαστάσεις κρεβατιού με μπράτσα : 2,00 X 0,96 m X 53/86cm

Ύψος από το έδαφος : 53 - 86 cm

Γωνία προσκέφαλου : 0° ~ 75°

Βάρος κρεβατιού : 77 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

78 κ.

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 200cm Π: 96cm Υ: 86cm

**Χρώμα**

Λευκό, Γκρι