


## Κρεβάτι θεραπειών Meet με σχάρα





~~€510.00~~ **€430.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Το κρεβάτι Meet είναι ένα εξαιρετικά σταθερό εξεταστικό κρεβάτι με εξωτερική επένδυση από υψηλής ποιότητας δερματίνη.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940062 | **Κατηγορίες:** [Κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια απλά](#), [Απλά Κρεβάτια Θεραπείας](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Κρεβάτι θεραπειών Meet λευκό με σχάρα, σταθερό με 2 τμήματα και σκελετό χρωμίου.

Σταθερής κατασκευής για όλες τις θεραπείες.

Η πλάτη έχει ρυθμιζόμενη κλίση ( $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ) εύκολα με το χέρι.

Διαθέτει αφαιρούμενο μαξιλάρι προσκέφαλου με οπή αναπνοής για άνετες θεραπείες.

Με σχάρα στο κάτω μέρος για τοποθέτηση πετσετών, μαξιλαριών κ.α.

Λευκή ταπετσαρία από δερματίνη που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,83m x 0,62m

Ύψος από το έδαφος : 75 cm

Μέγιστο βάρος χρήστη : 200 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 28 κιλά

Κατασκευαστής : SilverFox



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για κρεβάτια αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	42 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 188cm Π: 17cm Υ: 66cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1