

Κρεβάτι Ηλεκτρικό Lumb 2 τμημάτων - 1 μοτέρ





~~€1,430.00~~ **€1,050.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικό κρεβάτι με 1 μοτέρ και ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2902004 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους, κέντρα αισθητικής κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού μέσω διακόπτη ενσωματωμένο στο πλάι του κρεβατιού.

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Διαθέτει 4 τροχούς που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μετακίνηση του κρεβατιού άνετα μέσα στο χώρο.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος από το έδαφος : 54 - 88 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ +45°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 57,50 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 1,80 x 0,68 m

Κατασκευαστής : Weelko



<https://youtu.be/y60uflDs-yY>

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	5750 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 1.86cm Π: 0.68cm Υ: 50cm
Εγγύηση (Έτη)	2
Χρώμα	Λευκό