

Κρεβάτι Ηλεκτρικό Lumb 2 τμημάτων - 1 μοτέρ




~~€1,430.00~~ **€1,190.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικό κρεβάτι με 1 μοτέρ και ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.


ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | Κατηγορίες: [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

Variations

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	2902003 (Παράδοση σε 5 - 10 ημέρες)	Διαθέσιμο	Μαύρο	€1,430.00 €1,190.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Χρώμα	Price
	2902004	Άμεσα διαθέσιμο			Λευκό	€1,430.00 €1,190.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους, κέντρα αισθητικής κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού μέσω διακόπτη ενσωματωμένο στο πλάι του κρεβατιού.

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Διαθέτει 4 τροχούς που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μετακίνηση του κρεβατιού άνετα μέσα στο χώρο.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος από το έδαφος : 54 - 88 cm
Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ +45°
Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά
Βάρος κρεβατιού : 57,50 κιλά
Διαστάσεις κρεβατιού : 1,80 x 0,68 m
Κατασκευαστής : Weelko



<https://youtu.be/y60uflDs-yY>

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	5750 kg
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 1.86cm Π: 0.68cm Υ: 50cm
Εγγύηση (Έτη)	2
Χρώμα	Λευκό, Μαύρο