

## Κρεβάτι 2 τμημάτων θεραπειών Dors





~~€504.00~~ **€420.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Κρεβάτι 2 τμημάτων με ρυθμιζόμενη κλίση ( $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ), και οπή αναπνοής για άνετες θεραπείες.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902096 | **Κατηγορίες:** [Απλά Κρεβάτια Θεραπείας](#), [Ιατρικά κρεβάτια απλά](#), [Κρεβάτια Αισθητικής](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Σταθερό κρεβάτι θεραπειών 2 τμημάτων.

Σταθερής κατασκευής για όλες τις θεραπείες.

Η πλάτη έχει ρυθμιζόμενη κλίση (0° ~ 45°) εύκολα με το χέρι.

Διαθέτει οπή αναπνοής για άνετες θεραπείες.

Λευκή ταπετσαρία από δερματίνη που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,88m x 0,63m

Ύψος από το έδαφος : 71 cm

Μέγιστο βάρος χρήστη : 220 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 31 κιλά


Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για κρεβάτια αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	35 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 193cm Π: 66cm Υ: 21cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι