

Μεγεθυντικός Φακός επιτραπέζιος AFMA EVO1 LF3 ή LF5






€290.00 - €300.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X 5, σκελετός μαύρου χρώματος και φακός χρωμιωμένος

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Εξοπλισμός Tattoo - PMU](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

Variations

| Image | ΚΩΔΙΚΟΣ | Stock Status | Stock Quantity | Description | Μεγέθυνση Φακού | Price |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--|
|   | 1937006x5-1 | Άμεσα διαθέσιμο | | | x5 | €350.00 €300.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |

| Image | ΚΩΔΙΚΟΣ | Stock Status | Stock Quantity | Description | Μεγέθυνση Φακού | Price |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--|
|  | 1937006x3-1 | Άμεσα διαθέσιμο | | | x3 | €340.00 <u>€290.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |



Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:



LED/EVO2 CRI > 90


Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος μαύρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΑΦΜΑ](#)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Βάρος Συσκευασίας | 5.700 kg |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | M: 0.80cm Π: 0.30cm Υ: 0.12cm |
| Bestseller Beauty | Ναι |
| Νέα Παραλαβή | Ναι |
| Εγγύηση (Έτη) | 2 |
| Μεγέθυνση Φακού | x3, x5 |