

Μεγεθυντικός Φακός τροχήλατος AFMA EVO2 / LF5 - BLACK/WHITE


~~€560.00~~ **€470.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μεγεθυντικός Φακός τροχήλατος AFMA με φακό μεγέθυνσης X 5 και ψυχρό φωτισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

Variations



Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Εγγύηση (Έτη)	Price
	1937011BLACK	Άμεσα διαθέσιμο		Μαύρο	Any Εγγύηση (Έτη)	<p>€560.00</p> <p>€470.00</p> <p>Τελική τιμή με Φ.Π.Α.</p>

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Χρώμα	Εγγύηση (Έτη)	Price
	1937011WHITE	Άμεσα διαθέσιμο			Λευκό	Any Εγγύηση (Έτη)	€560.00 €470.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:



LED/EVO2 CRI > 90


Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος μαύρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΑΦΜΑ](#)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	11 kg
Χρώμα	Λευκό, Μαύρο
Εγγύηση (Έτη)	2