

Μεγεθυντικός Φακός AFMA EVO2 / LF5 - WHITE/BLACK


~~€510.00~~ **€425.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X 5, σκελετός μαύρου ή λευκού χρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

Variations




Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1937011TABLEWHITE	Άμεσα διαθέσιμο		Λευκό	<p>€510.00</p> <p>€425.00</p> <p>Τελική τιμή με Φ.Π.Α.</p>

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1937011TABLEBLACK	Άμεσα διαθέσιμο		Μαύρο	€510.00 €425.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.
					

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:


**LED/EVO2 CRI > 90****Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)**

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 / LF5 - WHITE/BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος μαύρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ AFMA](#)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	5.700 kg
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 0.80cm Π: 0.30cm Υ: 0.12cm
Νέα Παραλαβή	Ναι
Εγγύηση (Έτη)	2
Χρώμα	Λευκό, Μαύρο