

## Πολυθρόνα - Κρεβάτι Αισθητικής Ηλεκτρική Aura



~~€1,740.00~~ **€1,450.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Με 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους (58 - 81cm) , των ποδιών και του προσκέφαλου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 2902041 | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες](#), [Πολυθρόνες Αισθητικής](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Πολυθρόνα – Κρεβάτι Αισθητικής Ηλεκτρική Auga τριών τμημάτων με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι στο κεφάλι.

Εξοπλισμένη με 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους (58-81cm) , των ποδιών και του προσκέφαλου.

Η ηλεκτρική κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα με κοντρόλ χειρός.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας

Με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 κιλά

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,58m

Διαστάσεις (με μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,82m

Κλίση πλάτης : 0°~85°

Κλίση ποδιών: 0°~90°

Ύψος : 60 ~ 83 cm

Βάρος πολυθρόνας : 63 κιλά



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#)

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#)

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	65 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 151cm Π: 61cm Υ: 63cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι