

## Πολυθρόνα - Κρεβάτι ηλεκτρική ιατρική B'Light 502



~~€2,490.00~~ **€2,100.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρική πολυθρόνα με 4 μοτέρ για ρύθμιση ύψους, πλάτης και κλίσης καθίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902157-1 | Κατηγορίες: [Πολυθρόνες ηλεκτρικές](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Νέα ιατρική πολυθρόνα ηλεκτρική Weelko B'Light 502 με 4 μοτέρ και εξαιρετικά κομψό σχεδιασμό, κορυφαία ποιότητα υλικών και δερματίνης.

Εξοπλισμένη με 4 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος και την πλάτη, την κλίση του καθίσματος (trendelemburg) και των ποδιών.

Με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Ανακλινόμενα και αφαιρούμενα υποβραχιόνια και προσκέφαλο. Ιδιαίτερα σταθερή κατασκευή από χάλυβα με λευκό φως LED ενσωματωμένο στη βάση.

Διαθέτει μαλακό στρώμα με πάχος περίπου 10 εκατοστών, υψηλής ποιότητας λευκή ταπετσαρία PU, ενώ περιλαμβάνει χειριστήριο ελέγχου των τεσσάρων κινήσεων.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη: 175 κιλά

Μέγεθος χωρίς υποβραχιόνιο: 193 x 56 x 60/105 εκ

Μέγεθος με υποβραχιόνιο: 193 x 82,5 x 60/105 εκ

Κλίση πλάτης : 0°~60°

Κλίση ποδιών: 0°~90°

Ύψος : 60 ~ 92 cm

Βάρος πολυθρόνας : 94 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

[https://www.youtube.com/watch?v=lu8VUpdruHI&ab\\_channel=WeelkoBarcelona](https://www.youtube.com/watch?v=lu8VUpdruHI&ab_channel=WeelkoBarcelona)



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	105.5 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 139cm Π: 63cm Υ: 59cm
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι
<b>Bestseller</b>	Ναι