

## Πολυθρόνα - Κρεβάτι Υδραυλική Sart




~~€880.00~~ **€740.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ιατρική υδραυλική ανύψωση του ύψους από 57 έως 75 cm, και δερματίνη υψηλής ποιότητας.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902137MED | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες](#), [Πολυθρόνες Medical](#), [Πολυθρόνες απλές](#) | **Tags:** [weelko](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Πολυθρόνα ιατρικής τριών τμημάτων με μαξιλάρι στο κεφάλι.

Περιστρέφεται κατά 360 °, και εύκολα σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση από τον ποδοδιακόπτη.

Εξοπλισμένη με ειδική υδραυλική αντλία για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους με τα πόδια από 57 έως 75 cm.

Βάση από μεταλλικό σκελετό σε λευκό χρώμα.

Η κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας

Με οπή κάτω από το μαξιλάρι.

Λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

**Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για χαρτοσέντονο.**

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 κιλά

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,60m

Διαστάσεις με μπράτσα : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,84m

Κλίση πλάτης : 0°~63°

Κλίση ποδιών: 0°~50°

Ύψος : 57 ~ 75 cm

Βάρος πολυθρόνας : 48,50 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

**Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Βάρος Συσκευασίας</b>          | 56.50 κ.                 |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>     | M: 97cm Π: 64cm Υ: 45cm  |
| <b>Νέα Παραλαβή</b>               | Ναι                      |
| <b>Εγγύηση (Έτη)</b>              | 2                        |
| <b>Διαστάσεις 2ης συσκευασίας</b> | M: 116cm Π: 66cm Υ: 33cm |