

Ριζική Αποτρίχωση με Βελόνα / Epilator - Coagulator EP400 Biomak,



~~€530.00~~ **€440.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συσκευή ριζικής με τη μέθοδο της θερμόλυσης, καυτηριασμός και μείωση αγγείων με ρεύμα υψηλής συχνότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1931001 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Ριζική Αποτρίχωση - Βελόνα](#) | **Tags:** [biomak](#), [Πρόσωπο](#), [ριζική αποτρίχωση](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή **Epilator EP400** είναι συσκευή ριζικής αποτρίχωσης με βελόνα που χρησιμοποιείται κυρίως για την αφαίρεση των περιττών τριχών με τη μέθοδο της θερμόλυσης.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείσιμο των αιμοφόρων αγγείων καθώς και για καυτηριασμό χρησιμοποιώντας ρεύμα υψηλής συχνότητας, με χαμηλό επίπεδο πόνου και χωρίς αιμορραγία κατά το κλείσιμο του αγγείου.

Η συσκευή διαθέτει 2 μεθόδους αποτρίχωσης με θερμόλυση. Την αυτόματη μέθοδο (χωρίς χρήση ποδοδιακόπτη), που προ-ρυθμίζουμε το χρόνο εκφόρτισης από 0,2 έως 8 δευτερόλεπτα, και τη χειροκίνητη μέθοδο με τη χρήση ποδοδιακόπτη. Αφού τελειώσει η θεραπεία η συσκευή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το συνολικό χρόνο της συνεδρίας και των αριθμό των εκφορτίσεων που έχουμε κάνει.

Η συσκευή συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη, στυλό για βελόνες ριζικής και βελόνες uni-probe, καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με το στυλό, καλώδιο και βραχιόλι γείωσης, 3 βελόνες uni-probe, 10 βελόνες ριζικής διαφόρων μεγεθών.

Εγγύηση : 2 χρόνια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 230 V. 50 Hz

Ισχύς εισόδου 50 W

Συχνότητα ρεύματος : 0,88Mhz και 1,66Mhz

Ρεύμα υψηλής συχνότητας 13,5MHz

Διαστάσεις 0,26 m x 0,16 m x 0,07 m

Βάρος 2,7 κιλά



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για ριζική αποτρίχωση](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	3 kg
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 35cm Π: 25cm Υ: 10cm
Εγγύηση (Έτη)	2
Bestseller Beauty	Ναι
Bestseller	Ναι