

Ριζική Αποτρίχωση με Βελόνα / Epilator - EP103 Biomak



~~€468.00~~ **€390.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συσκευή ριζικής με τη μέθοδο της θερμόλυσης, καυτηριασμός και μείωση αγγείων με ρεύμα υψηλής συχνότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1931007 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Ριζική Αποτρίχωση - Βελόνα](#) | **Tags:** [biomak](#), [Πρόσωπο](#), [ριζική αποτρίχωση](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή **Epilator EP103** είναι συσκευή ριζικής αποτρίχωσης με βελόνα που χρησιμοποιείται κυρίως για την αφαίρεση των περιττών τριχών με τη μέθοδο της θερμόλυσης.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείσιμο των αιμοφόρων αγγείων καθώς και για καυτηριασμό χρησιμοποιώντας ρεύμα υψηλής συχνότητας, με χαμηλό επίπεδο πόνου και χωρίς αιμορραγία κατά το κλείσιμο του αγγείου.

Η συσκευή διαθέτει χειροκίνητη μέθοδο με τη χρήση ποδοδιακόπτη.

Η συσκευή συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη, στυλό για βελόνες ριζικής, καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με το στυλό, καλώδιο, 10 βελόνες ριζικής διαφόρων μεγεθών.

Εγγύηση : 2 χρόνια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 230 V. 50 Hz

Ισχύς εισόδου 10 W

Συχνότητα ρεύματος : 1,7Mhz

Διαστάσεις 0,26 m x 0,16 m x 0,07 m

Βάρος 2,0 κιλά



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για ριζική αποτρίχωση](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	2 kg
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 26cm Π: 16cm Υ: 7cm
Εγγύηση (Έτη)	2