

## Εξεταστικό ρολό Πλαστικό/Χαρτί ECO δίφυλλο 50 μέτρων



**€3.60 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Εξεταστικό Πλαστικοποιημένο ρολό, αδιάβροχο, απορροφητικό και με ικανότητα μεγάλης αντοχής.  
Οικονομική σειρά για πλαστικό - χάρτινο ρολό Eco πλάτους 58 εκ και μήκους 50μ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 6002002 | **Κατηγορίες:** [Εξεταστικά ρολά - πετσέτες](#), [Χαρτοσέντονα](#), [Χαρτοσέντονα](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Εξεταστικό ρολό Πλαστικό/Χαρτί ECO, αδιάβροχο, απορροφητικό και με ικανότητα αντοχής, από ανακυκλώσιμο πολτό.

Ιδανικό για γρήγορες θεραπείες και χρήση σε χώρους αισθητικής, φυσικοθεραπείας, κλινικές, νοσοκομεία κ.α.

Το Εξεταστικό ρολό Πλαστικό/Χαρτί ECO διαθέτει περφορέ κάθε 38cm για εύκολο κόψιμο.

Αποτελείται από ένα φύλλο ιατρικού τύπου πολυαιθυλένιο (PE), το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του ρολού και ένα φύλλο χαρτί το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος του ρολού.

Το πλαστικό φύλλο μέσω της υψηλής του πυκνότητας και δομής εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση του ρολού, προκειμένου τα υγρά που πιθανόν να προκύψουν κατά τη θεραπεία να μην λερώσουν την ιατρική κλίνη.

Το χάρτινο φύλλο εξασφαλίζει αφενός την ικανή απορροφητικότητα των υγρών και αφετέρου προσφέρει ένα αίσθημα άνεσης και καθαριότητας στον εξεταζόμενο ασθενή.

Διαστάσεις: 58 εκ. πλάτος x 50 μέτρα μήκος

Τεμάχια κιβωτίου: 12 ρολά.



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για τα προϊόντα εξεταστικά ρολά και πετσέτες](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για αναλώσιμα αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	1.100 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	Υ: 60cm
<b>Bestseller Beauty</b>	Ναι
<b>Διαστάσεις 2ης συσκευασίας</b>	M: 30cm Π: 40cm Υ: 60cm