

Υδραυλική Πολυθρόνα - Κρεβάτι ιατρικής 'Ment'



COLOURS



~~€720.00~~ **€605.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Υδραυλική Πολυθρόνα κρεβάτι 3 τμημάτων. Ιδανική για ιατρικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες Αισθητικής](#), [Πολυθρόνες απλές](#) |

Variations





Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902092-1	Άμεσα διαθέσιμο		Λευκό	€720.00 €605.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902099	Αναμένεται (Coming soon)		Μαύρο	€720.00 €605.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ιατρική υδραυλική πολυθρόνα τριών τμημάτων.

Η πολυθρόνα - Κρεβάτι 'Ment' περιστρέφεται κατά 360 °, και εύκολα σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση από τον ποδοδιακόπτη.

Η υδραυλική πολυθρόνα - κρεβάτι είναι εξοπλισμένη με ειδική υδραυλική αντλία για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους με τα πόδια από 63 έως 77 cm.

Η κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας και με οπή κάτω από το μαξιλάρι.

Βάση από μεταλλικό σκελετό σε λευκό χρώμα και λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 140 κιλά

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,64m

Κλίση πλάτης : 0°~45°

Κλίση ποδιών: 0°~45°

Ύψος : 63 ~ 77 cm

Βάρος πολυθρόνας : 49 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

49 kg

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 190cm Π: 66cm Υ: 16cm

Χρώμα

Λευκό, Μαύρο