

## Υδραυλική Πολυθρόνα - Κρεβάτι Αισθητικής 'Ment'



COLOURS



~~€720.00~~ **€605.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Υδραυλική Πολυθρόνα κρεβάτι αισθητικής 3 τμημάτων. Με ειδική αντλία για εύκολη ρύθμιση ύψους με τα πόδια. Με μπράτσα που αφαιρούνται εύκολα.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** WKE002.A26 | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες Αισθητικής](#), [Πολυθρόνες](#) | **Tags:** [weelko](#)

### Variations





Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902092	Αναμένεται (Coming soon)		Λευκό	<del>€720.00</del> <b>€605.00</b> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902094	Αναμένεται (Coming soon)		Μαύρο	€720.00 €605.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

### Φωτογραφίες



### Περιγραφή Προϊόντος

Υδραυλική πολυθρόνα αισθητικής τριών τμημάτων.

Η πολυθρόνα - Κρεβάτι Αισθητικής 'Ment' περιστρέφεται κατά 360 °, και εύκολα σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση από τον ποδοδιακόπτη.

Η υδραυλική πολυθρόνα - κρεβάτι είναι εξοπλισμένη με ειδική υδραυλική αντλία για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους με τα πόδια από 63 έως 77 cm.

Η κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας και με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Βάση από μεταλλικό σκελετό σε λευκό χρώμα και λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 140 κιλά

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,64m

Κλίση πλάτης : 0°~45°

Κλίση ποδιών: 0°~45°

Ύψος : 63 ~ 77 cm

Βάρος πολυθρόνας : 49 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

49 κ.

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 190cm Π: 66cm Υ: 16cm

**Χρώμα**

Λευκό, Μαύρο