

Φορητές Μπότες Πρεσσοθεραπείας




~~€1,120.00~~ €930.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Τα Beoka Airboots είναι το ιδανικό στήριγμα για μυϊκή χαλάρωση και αποσυμφόρηση μετά από εντατικές προπονήσεις ή επίπονες μέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902182 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Σώματος](#), [Πρεσσοθεραπεία - Θερμοθεραπεία](#), [Συσκευές Φυσικοθεραπείας](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ανακαλύψτε τα καινοτόμα Beoka Airboots .Την τέλεια λύση για την αποσυμφόρηση και την ανακούφιση του μυϊκού πόνου.

Αποτελείται από 5 επικαλυπτόμενους αεροθάλαμους: εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και βέλτιστα αποτελέσματα μασάζ.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Αφαιρούμενη μπαταρία: Εγγυάται μέγιστη ευελιξία και ασύρματη χρήση - ιδανική για εν κινήσει.
- Ασύρματο και φορητό σχέδιο: Συμπαγές και ελαφρύ, ιδανικό για κάθε περιβάλλον.
- 15 ρυθμίσεις επιπέδου πίεσης: ατομικά ρυθμιζόμενες για κάθε ανάγκη και κάθε ένταση.
- Έξυπνος έλεγχος εφαρμογών: Ελέγξτε τις συνεδρίες σας άνετα μέσω του smartphone σας.
- 5 λειτουργίες χαλάρωσης: Διαφορετικά προγράμματα για τις ατομικές σας ανάγκες.
- Λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης: Βολικό για γρήγορο εξαερισμό μετά τη χρήση.
- Εύκολο καθάρισμα: Υλικό εύκολης φροντίδας για εύκολο καθάρισμα.
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τσάντα μεταφοράς.

Τα Beoka Airboots είναι το ιδανικό στήριγμα για μυϊκή χαλάρωση και αποσυμφόρηση μετά από εντατικές προπονήσεις ή επίπονες μέρες. Με τον μοντέρνο ασύρματο σχεδιασμό τους, τον έλεγχο εφαρμογών και τα ευέλικτα επίπεδα πίεσης, σας προσφέρουν επαγγελματική θεραπεία συμπίεσης όπου τη χρειάζεστε. Χάρη στην αφαιρούμενη μπαταρία και τον εύκολο καθαρισμό, είναι ιδιαίτερα φιλικά και ευέλικτα προς στη χρήση.

Κατάλληλη για **αθλητές** και **φυσικοθεραπευτές**. Στοχεύουν στην αποκατάσταση, τη βελτίωση της απόδοσης, την ανακούφιση από προβλήματα του μυϊκού συστήματος και των αρθρώσεων. Σχεδιασμένη να εφαρμόζει περιοδικά μεταβαλλόμενη πίεση μέσα από 15 διαφορετικά ρυθμιζόμενα επίπεδα. Επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη αιματική και λεμφική κυκλοφορία.

Διαθέτει 5 ενσωματωμένα προγράμματα, προγραμματισμένα κατάλληλα για να στοχεύουν στην εκάστοτε ανάγκη.

- Λειτουργία Ανακούφισης από κόπωση
- Λειτουργία προθέρμανσης
- Λειτουργία Αποκατάστασης
- Χαλάρωση. Κατάλληλο για άτομα που έχουν μυϊκούς πόνους από παρατεταμένη ορθοστασία ή περπάτημα.
- Βαθιά φροντίδα. Κατάλληλο για άκαμπτους μαλακούς ιστούς.

Το αξεσουάρ της μπότας παρέχει πλήρη κάλυψη ποδιών (πόδι, γάμπα, γόνατο, μηρός).

Οι δυνατότητες υψηλής πίεσης του συστήματός μας παρέχουν ΓΡΗΓΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ, μεγιστοποιώντας το χρόνο και τα αποτελέσματά σας σε κάθε συνεδρία. Επιλέξτε μεταξύ συνεδριών 10/20/30 λεπτών ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος καλύμματος ποδιών: 3,0*1,2*0,4 ίντσες
- Μέγιστη πίεση: 120mmHg
- Ονομαστική ισχύς 25W
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 1,5 ώρα
- Χωρητικότητα μπαταρίας: αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 800mAh
- Διάρκεια μπαταρίας: 120 λεπτά
- Size: (S/M/L) 84cm/94cm/102cm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 47,5*27,5*28,5 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,5 Kg

Κατασκευαστής : Weelko



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

5.5 κ.

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 47.5cm Π: 27.5cm Υ: 28.5cm