

Φορητή συσκευή υψίσυχνων SF-P02



~~€90.00~~ **€76.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Φορητή συσκευή υψίσυχνων εύχρηστη, με τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρόδια και ρυθμιστή έντασης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940201 | **Κατηγορίες:** [Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#)

Περιγραφή Προϊόντος

Φορητή συσκευή υψίσυχνων SF-P02 εύχρηστη που συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια ιδανική για θεραπείες προσώπου.:

Με ρυθμιστή του επιπέδου της έντασης των υψίσυχνων.

Η Φορητή συσκευή υψίσυχνων SF-P02 είναι εξαιρετικά βολική καθώς στην λαβή έχει ενσωματωμένο διακόπτη on/off ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει το ρεύμα.

Η χρήση τους είναι κυρίως για μετά το βαθύ καθαρισμό, ώστε να αποφύγουμε τη πιθανότητα μόλυνσης, να

διεγείρουμε τους ανοιχτούς πόρους, και να καυτηριάσουμε σπυράκια ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ακμής.

Η φορητή συσκευή υψίσυχων είναι εύχρηστη και περιέχει 4 γυάλινα ηλεκτρόδια για διάφορες χρήσεις ανάλογα με την περιοχή του δέρματος προς περιποίηση:

1. Ηλεκτρόδιο-ράβδος για τον καθαρισμό μεμονωμένων σημείων.
2. Ηλεκτρόδιο-μανιτάρι κατάλληλο για την απολύμανση ολόκληρου του προσώπου.
3. Ηλεκτρόδιο-κουτάλι για δύσκολες περιοχές όπως η μύτη.
4. Ηλεκτρόδιο-κτένα για την αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφαλής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ισχύς: 10W

Συχνότητα εξόδου: 1MHz

Συχνότητα λειτουργίας: 650.000 GHz

Βάρος : 0,3g

Διαστάσεις: 23x12x4 cm

Κατασκευαστής : SilverFox



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	1 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 32cm Π: 21cm Υ: 6cm
Εγγύηση (Έτη)	2