

Αποστειρωτής με κρυστάλλους χαλαζία Termosept



~~€105.00~~ **€88.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Αποστειρωτής με κρυστάλλους χαλαζία - για αποστείρωση σε δευτερόλεπτα - για πλήρη αποστείρωση εργαλείων που αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902039 | **Κατηγορίες:** [Αποστειρωτές - Hot Towel](#), [Αποστειρωτές - Φακοί](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Αποστειρωτής με κρυστάλλους χαλαζία ιδανικός για αποστείρωση μεταλλικών μικροεργαλείων μέχρι τη θερμοκρασία των 180 °C

Βυθίζουμε τα εργαλεία στους κρυστάλλους χαλαζία.

Για πλήρη αποστείρωση εργαλείων που αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασίες.

Απομακρύνει μικρόβια και βακτήρια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Ισχύς:80W

Χρόνος προθέρμανσης συσκευής : 15 λεπτά

Χρόνος αποστείρωσης : 20 δευτερόλεπτα

Χωρητικότητα 152 ml

Βάρος: 1Kg


Διαστάσεις: 20x20x19cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αποστειρωτές - hot towel](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Βάρος Συσκευασίας | 2 kg |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | M: 22cm Π: 22cm Υ: 22cm |
| Εγγύηση (Έτη) | 1 |