

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στρογγυλά 3,2 εκ. με κλιπ - 100 τεμάχια





~~€24.00~~ **€20.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στρογγυλά 3,2 εκ. με κλιπ - 100 τεμάχια για ηλεκτροθεραπεία ή για αναλυτές λιπομέτρησης & διαιτολογίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1907005 | Κατηγορίες: [Ηλεκτρόδια - Pads](#), [Ηλεκτρόδια Pads - Ιμάντες δεσίματος](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στρογγυλά 3,2 εκ. με κλιπ από υλικό foam, με κούμπωμα για στερεή σύνδεση επενδυμένο με AG/AgCl.

Διαστάσεις 36mmx32mm

Εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα με μη τοξική και υποαλλεργική ουσία AQUA -TAC. Δεν προκαλούνται τραυματισμοί κατά την αποκόλλησή τους από το δέρμα.

Συσκευασία 100 ηλεκτρόδια.



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για τα προϊόντα ηλεκτρόδια pads - μάντες δεσίματος](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για αναλώσιμα αισθητικής](#) 

## **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**