

Γάζες απλές 10cm x 10cm - 8ply (100 τεμάχια)



€3.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Γάζες απλές 10cm x 10cm - 8πλη (100 τεμάχια), από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6002060 | **Κατηγορίες:** [Γάζες - Βαμβάκι](#), [Γάντια εξεταστικά ιατρικά](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Γάζα απλή 10cm x 10cm 20 κλωστών/cm², και βάρους ≈ 27 gr/m².

Τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια), εξαιτίας της κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα.

Είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14079:2003.

Συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα και εξωτερικά σε χάρτινο κουτί.

Διαστάσεις: 10cm x 10cm – 8ply

Συσκευασία: 100 τεμάχια

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

0.180 κ.

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 10cm Π: 10cm Υ: 13cm