

## Δερμοαπόξεση με διαμάντι Diamond-peel



~~€445.00~~ **€370.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Αναλογική δερμοαπόξεση με διαμάντι για απαλή και μη επεμβατική απολέπιση για εξάλειψη νεκρών κυττάρων από το επιφανειακό στρώμα του δέρματος. Η δερμοαπόξεση με διαμάντι ενδείκνυται για τα πολύ ευαίσθητα δέρματα που ερεθίζονται πολύ έντονα με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940215 | **Κατηγορίες:** [Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#), [Συσκευές προσώπου](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Η δερμοαπόξεση Diamond-peel με διαμάντι είναι ένα μηχάνημα αισθητικής με μοναδικό και κομψό design.

Λειτουργία συσκευής μικροδερμοαπόξεσης με διαμάντι που χρησιμοποιείται για την απολέπιση της πιο επιφανειακής στοιβάδας του δέρματος.

Η συσκευή διαθέτει ρύθμιση της πίεσης της αναρρόφησης για σωστή ρύθμιση ανάλογα το τύπο του δέρματος.

Σκοπός της θεραπείας δερμοαπόξεσης με διαμάντι είναι η βελτίωση της ποιότητα της επιδερμίδας, η εξάλειψη σμήγματος, η λείανση και εξαφάνιση των ουλών.

Εξοπλισμένη με έναν μεταλλικό στύλο και 9 κεφαλές αναρρόφησης όπου προσαρμόζονται πάνω του.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη συνεδρία.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 65W

Βάρος : 4,2Kg

Διαστάσεις: 30x24x13cm

Κατασκευαστής : Silverfox



### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	5 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 36cm Π: 36cm Υ: 19cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2