

## Επιτραπέζια συσκευή Δερμοαπόξεσης με διαμάντι Expert Der



~~€660.00~~ **€580.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Η δερμοαπόξεση με διαμάντι αποτελεί την πιο σύγχρονη και προηγμένη θεραπεία για το πρόσωπο και το σώμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940205 | Κατηγορίες: [Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Η δερμοαπόξεση αποτελεί την απλούστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο που χρησιμοποιείται στο χώρο της Αισθητικής, με στόχο τον καθαρισμό και την αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και συμβάλλει στην παραγωγή νέου κολλαγόνου, διαδικασία η οποία είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την διατήρηση της νεανικότητας του δέρματος και την αντιμετώπιση βλαβών αυτού.

Μέσω αυτής επιτυγχάνεται τόσο η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, όσο και η κολλαγονογένεση, η οποία θεωρείται υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση της δερματικής υγείας.

Γι' αυτό τον λόγο θεωρείται ιδανική τεχνική καθαρισμού για την επιδερμίδα μας και κυρίως για το πρόσωπό.

Μάλιστα, ενδείκνυται για άτομα με πολύ ευαίσθητα και αντιδραστικά δέρματα, που δύναται να ερεθίζονται εντονότερα με την εφαρμογή κάποιας άλλης θεραπείας.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη αφής με ενδείξεις.

Εξοπλισμένη με έναν μεταλλικό στυλό και 9 κεφαλές αναρρόφησης όπου προσαρμίζονται πάνω του.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη συνεδρία.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 30W

Βάρος : 3,2Kg

Διαστάσεις: 20.8x23x7.5cm

Κατασκευαστής: SilverFox



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#)

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#)



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	3.5 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 20.8cm Π: 23cm Υ: 7.5cm
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2
<b>Διαστάσεις 2ης συσκευασίας</b>	M: 37cm Π: 27.5cm Υ: 14cm