

## Δερμοαπόξεση με μικροκρύσταλλους Crystal-peel



~~€830.00~~ **€695.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Δερμοαπόξεση με κρυστάλλους, ένα μηχάνημα αισθητικής με μοναδικό και κομψό σχεδιασμό. Λειτουργεί με μικροκρυστάλλους για δερμοαπόξεση Crystal-peel για μη επεμβατική μηχανική τεχνική απολέπισης που μειώνει τις γραμμές και τις ρυτίδες. Ιδανικό για την απομάκρυνση των χρωματισμένων κυττάρων του δέρματος.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902108 | **Κατηγορίες:** [Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#), [Συσκευές προσώπου](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Η Δερμοαπόξεση με κρυστάλλους είναι εξοπλισμένη με έναν μεταλλικό στυλό όπου εκτοξεύει μικροκρυστάλλους

Η αισθητικός με αργή ολίσθηση και κινήσεις κατά μήκος της επιφάνειας του δέρματος εφαρμόζει την κεφαλή και οι μικροκρυστάλλοι απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα τα οποία απομακρύνονται με το σύστημα αναρρόφησης της συσκευής.

Η Δερμοαπόξεση με κρυστάλλους χρησιμοποιείται για μη επεμβατικές θεραπείες απολέπισης.

Οι μικροκρυστάλλοι εκτοξεύονται μόνο όταν υπάρχει επαφή με το δέρμα.

Ιδανικό για:

- Μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
- Ιδανικό για θαμπό και αφυδατωμένο δέρμα
- Βελτιώνει τις ουλές ακμής
- Βελτιώνει το δέρμα που έχει υποστεί ζημιά από τον ήλιο και την υπερμελάγχρωση
- Αφαιρεί τα μαύρα στίγματα
- Συρρικνώνει τους διεσταλμένους πόρους
- Προσφέρει άμεση λάμψη

**Σημείωση :** Οι μικροκρυστάλλοι πωλούνται ξεχωριστά.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 100~120V / 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 80W

Ισχύς αναμονής: <4W

Πίεση εργασίας: 0 - 0,82 bar (615 mmHg)

Ροή: 28 l / min

Βάρος : 4,8Kg

Διαστάσεις: 33x27,5x10cm

Κατασκευαστής : Weelko





Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	11 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 50cm Π: 49cm Υ: 23cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2