

## Δερμοαπόξεση συνδυαστική Duo Diamond-peel & Crystal-peel



~~€1,140.00~~ **€950.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συνδυαστική δερμοαπόξεση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους για μη επεμβατική μηχανική τεχνική απολέπισης που μειώνει τις γραμμές και τις ρυτίδες, αφαιρώντας το εξωτερικό 'νεκρό' στρώμα του δέρματος.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902047 | **Κατηγορίες:** [Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#), [Συσκευές προσώπου](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Συνδυαστική δερμοαπόξεση με δύο λειτουργίες σε μόνο μία συσκευή, μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους.

Μη επεμβατική μηχανική τεχνική απολέπισης που μειώνει τις γραμμές και τις ρυτίδες, αφαιρώντας το εξωτερικό 'νεκρό' στρώμα του δέρματος.

Η συνδυαστική δερμοαπόξεση βελτιώνει την υφή, τον τόνο και αποκαθιστά την ελαστικότητα του.

### Από τι αποτελείται :

#### • Μονάδα Diamond-peel

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έναν μεταλλικό στυλό όπου διαφορετικά ανταλλακτικά διαμαντιών (διαφορετικής τραχύτητας) προσαρμόζονται πάνω του. Η αισθητικός με αργή ολίσθηση και κινήσεις κατά μήκος της επιφάνειας του δέρματος εφαρμόζει την κεφαλή με το κατάλληλο διαμάντι. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται με το σύστημα αναρρόφησης της συσκευής και ταυτόχρονα πραγματοποιείται μασάζ στην περιοχή προκαλώντας υπεραιμία και καλύτερη κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη συνεδρία. Οι κεφαλές έχουν διαφορετικά μεγέθη και διαφορετική τραχύτητα που προκαλούν την απολέπιση.

#### • Μονάδα Crystal-peel

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έναν μεταλλικό στυλό που εκτοξεύει μικροκρυστάλλους. Η αισθητικός με αργή ολίσθηση και κινήσεις κατά μήκος της επιφάνειας του δέρματος εφαρμόζει την κεφαλή και οι μικροκρυστάλλοι απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα τα οποία απομακρύνονται με το σύστημα αναρρόφησης της συσκευής. Οι μικροκρυστάλλοι εκτοξεύονται μόνο όταν υπάρχει επαφή με το δέρμα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη συνεδρία.

Ιδανικό για:

- Μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
- Ιδανικό για θαμπό και αφυδατωμένο δέρμα
- Βελτιώνει τις ουλές ακμής
- Βελτιώνει το δέρμα που έχει υποστεί ζημιά από τον ήλιο και την υπερμελάγχρωση
- Αφαιρεί τα μαύρα στίγματα
- Συρρικνώνει τους διεσταλμένους πόρους
- Προσφέρει άμεση λάμψη

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 100~120V / 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 80W

Ισχύς αναμονής: <4W

Πίεση εργασίας: 0 - 0,82 bar (615 mmHg)

Ροή: 28 L/ min

Βάρος : 4,8Kg

Διαστάσεις: 33x27,5x10cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Δερμοαπόξεση - Φωτοθεραπεία](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	11 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 50cm Π: 49cm Υ: 23cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2