

## Επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων 'High Frequency U Tech'



~~€184.00~~ **€153.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων , συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια: μανιτάρι, ακμής, κουτάλι και ίσιο, ιδανικό για θεραπείες προσώπου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902033 | **Κατηγορίες:** [Συσκευές προσώπου](#), [Υψίσυχνα - Ιονισμός](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων που με την άμεση εφαρμογή του ρεύματος μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα τα οποία, όταν συνδυαστούν μεταξύ τους, καθαρίζουν και βελτιώνουν το δέρμα. Επίσης, το φως που χρησιμοποιείται εξωτερικά και άμεσα, διαθέτει μεγάλη διεισδυτική δύναμη, παράγοντας θερμότητα στο εσωτερικό των ιστών, ενώ ταυτόχρονα δρα ως μικροβιοκτόνο. Παράλληλα, η υψηλή τάση παράγει όζον που είναι δραστικό αντισηπτικό.

Η επιτραπέζια συσκευή υψισύχνων συσκευή υψισύχνων που συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια:

1. Ηλεκτρόδιο-ράβδος για τον καθαρισμό μεμονωμένων σημείων.
2. Ηλεκτρόδιο-μανιτάρι κατάλληλο για την απολύμανση ολόκληρου του προσώπου.
3. Ηλεκτρόδιο-κουτάλι για δύσκολες περιοχές όπως η μύτη.
4. Ηλεκτρόδιο-ίσιο για τον καθαρισμό μεμονωμένων σημείων.

Ιδανικό για θεραπείες προσώπου, με ρυθμιστή του επιπέδου της έντασης των υψισύχνων.

Χρησιμοποιούνται κυρίως μετά το βαθύ καθαρισμό, ώστε να αποφύγουμε τη πιθανότητα μόλυνσης, να διεγείρουμε τους ανοιχτούς πόρους, και να καυτηριάσουμε σπυράκια ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ακμής.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~ 240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 20W

Ισχύς : 10W

Συχνότητα λειτουργίας: 650000 GHz

Βάρος: 2,4 Kg

Διαστάσεις: 24x23x13cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για Υψίσουχνα - Ιονισμός](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

4 kg

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 36cm Π: 31cm Υ: 19cm

**Εγγύηση (Έτη)**

1