

Ηλεκτρική Πολυθρόνα - Κρεβάτι ALEGRA Λευκή



~~€2,130.00~~ €1,780.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.



Ηλεκτρική πολυθρόνα - Κρεβάτι με μινιμαλιστικός σχεδιασμός για μεγάλη άνεση.

Διαθέτει 3 μοτέρ για ρύθμιση ύψους, πλάτης και κλίσης καθίσματος.

Είναι κατάλληλο για όλους τους ιατρικούς χώρους

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940044 | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες Αισθητικής](#), [Πολυθρόνες ηλεκτρικές](#) | **Tags:** [Πρόσωπο](#), [Σώμα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η ηλεκτρική Πολυθρόνα – Κρεβάτι Αισθητικής Alegria είναι σχεδιασμένη για τη λειτουργικότητα ιατρικών χώρων με μοναδική δυνατότητα περιστροφής 240°.

Εξοπλισμένη πολυθρόνα τριών τμημάτων με πλήρως ανατομικό στρώμα για μέγιστη άνεση του ασθενή.

Η ηλεκτρική Πολυθρόνα – Κρεβάτι Αισθητικής Alegria διαθέτει 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους(57-108cm) ,της πλάτης και της γωνίας του καθίσματος. Η ρύθμιση της κλίσης των ποδιών γίνεται εύκολα με υδραυλική μπουκάλα.

Διαθέτει διακόπτη RESET στην πλάτη που μεταφέρει την πολυθρόνα στην αρχική της θέση.

Με οπή στο προσκέφαλο και δυνατότητα επέκτασης προσκέφαλου και ποδιών.

Η δερματίνη είναι υψηλής ποιότητας σε λευκό χρώμα με κατασκευή που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,90m x 0,61m

Διαστάσεις (με μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,90m x 0,89m

Κλίση πλάτης : 0°~85°

Κλίση ποδιών: 0°~90°

Κλίση καθίσματος: 0°~10°

Επέκταση προσκέφαλου : ±8 cm

Επέκταση ποδιών : ±15 cm

Ύψος : 57 ~ 108 cm

Βάρος πολυθρόνας : 88 κιλά

Κατασκευαστής : SilverFox



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	93 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 148cm Π: 72cm Υ: 64cm
Εγγύηση (Έτη)	2