

## Ηλεκτρική Πολυθρόνα - Κρεβάτι Maxi-3 & Maxi-4



**€1,780.00 - €2,030.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Ηλεκτρική πολυθρόνα - Κρεβάτι με μινιμαλιστικός σχεδιασμός για μεγάλη άνεση.

Διαθέτει 3 ή 4 μοτέρ ανάλογα με το μοντέλο για ρύθμιση ύψους, πλάτης και κλίσης καθίσματος.

Είναι κατάλληλο για όλους τους ιατρικούς χώρους

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Πολυθρόνες Αισθητικής](#), [Πολυθρόνες ηλεκτρικές](#) | **Tags:** [weelko](#)

### Variations

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μοντέλο Maxi	Price
	1902086-1	Κατόπιν παραγγελίας			4	€2,435.00 <u>€2,030.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.
	1902085-1	Κατόπιν παραγγελίας			3	€2,130.00 <u>€1,780.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

### Φωτογραφίες



### Περιγραφή Προϊόντος

Η ηλεκτρική Πολυθρόνα - Κρεβάτι Αισθητικής Maxi-3 και Maxi-4 είναι σχεδιασμένη για τη λειτουργικότητα ιατρικών χώρων με μοναδική δυνατότητα περιστροφής 240°.

Εξοπλισμένη πολυθρόνα τριών τμημάτων με πλήρως ανατομικό στρώμα για μέγιστη άνεση του ασθενή.

Το μοντέλο Maxi-3 διαθέτει 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους(57-108cm) , της πλάτης και της γωνίας του καθίσματος. Η ρύθμιση της κλίσης των ποδιών γίνεται εύκολα με υδραυλική μπουκάλα.

Η Ηλεκτρική πολυθρόνα - Κρεβάτι διατίθεται και σε μοντέλο Maxi-4 με έξτρα μοτέρ με επιπλέον ηλεκτρική

ρύθμιση της κλίσης των ποδιών.

Η ηλεκτρική κλίση του ύψους, της πλάτης, της γωνίας του καθίσματος, και της κλίσης των ποδιών(μοντέλο Μαχι-4), ρυθμίζονται ανεξάρτητα από διακόπτες που βρίσκονται στην πλάτη αλλά και στο πλάι της πολυθρόνας πάνω στο σκελετό για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία για το χρήστη. Διαθέτει διακόπτη RESET στην πλάτη που μεταφέρει την πολυθρόνα στην αρχική της θέση.

Με οπή στο προσκέφαλο και δυνατότητα επέκτασης προσκέφαλου και ποδιών.

Η δερματίνη είναι υψηλής ποιότητας σε λευκό χρώμα με κατασκευή που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,90m x 0,61m

Διαστάσεις (με μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,90m x 0,89m

Κλίση πλάτης : 0°~85°

Κλίση ποδιών: 0°~90°

Κλίση καθίσματος: 0°~10°

Επέκταση προσκέφαλου : ±8 cm

Επέκταση ποδιών : ±15 cm

Ύψος : 57 ~ 108 cm

Βάρος πολυθρόνας : 88 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για πολυθρόνες αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	93 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 148cm Π: 72cm Υ: 64cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Μοντέλο Maxi</b>	3, 4