

Ηλεκτρικό Κρεβάτι Cure Dos Black - 2 μοτέρ





~~€1,520.00~~ **€1,150.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικό κρεβάτι με 2 μοτέρ για ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους από το έδαφος και της κλίσης της πλάτης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940002 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους, κέντρα αισθητικής κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 2 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος του κρεβατιού και την κλίση της πλάτης μέσω 2 διακοπών ενσωματωμένων στο πλάι του κρεβατιού.

Διαθέτει 4 τροχούς που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μετακίνηση του κρεβατιού άνετα μέσα στο χώρο.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος από το έδαφος : 54 - 88 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ +45°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 57,50 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 1,86 x 0,68 m

Κατασκευαστής : SilverFox



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Βάρος Συσκευασίας | 5750 κ. |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | M: 186cm Π: 68cm Υ: 50cm |
| Εγγύηση (Έτη) | 2 |