

## Κρεβάτι 2 τμημάτων 'Coxi'





~~€492.00~~ **€410.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Κρεβάτι αισθητικής 'Coxi' λευκό. Στην βάση του έχει μεταλλική σχάρα, πάνω στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιο απαραίτητα αναλώσιμα για την εργασία σας.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902095 | **Κατηγορίες:** [Απλά Κρεβάτια Θεραπείας](#), [Ιατρικά κρεβάτια απλά](#), [Κρεβάτια](#), [Κρεβάτια Αισθητικής](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Το κρεβάτι 'Coxi' είναι σταθερό 2 τμημάτων με λευκό μεταλλικό πλαίσιο.

Η σχάρα που διαθέτει στο κάτω μέρος εξυπηρετεί για τοποθέτηση πετσετών, μαξιλαριών κ.α.

Η πλάτη ρυθμίζετε χειροκίνητα με κλίση (0° ~ 45°).

Διαθέτει αφαιρούμενο μαξιλάρι προσκέφαλου με οπή αναπνοής για άνετες θεραπείες.

Με λευκή ταπετσαρία από δερματίνη που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,91m x 0,70m

Ύψος από το έδαφος : 75 cm

Μέγιστο βάρος χρήστη : 150 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 28

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για κρεβάτια αισθητικής](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	43 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 125cm Π: 73cm Υ: 24cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Bestseller</b>	Ναι