

## Ιατρικό Κρεβάτι Ηλεκτρικό Acrum 3 τμημάτων




~~€2,020.00~~ **€1,690.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος του κρεβατιού από το έδαφος, την κλίση της πλάτης και τη κλίση της μέσης μέσω κοντρόλ χειρός.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 2902001 | **Κατηγορίες:** [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#), [Κρεβάτια Medical](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπειών 3 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους κ.α.

Μεταλλικό πλαίσιο με αναδιπλούμενους τροχούς για εύκολη μετακίνηση μέσα στο χώρο.

Διαθέτει τρύπα για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος του κρεβατιού από το έδαφος, την κλίση της πλάτης και τη κλίση της μέσης μέσω κοντρόλ χειρός.

Ρυθμιζόμενες θέσεις για τα χέρια.

Μπράτσα πλευρικά για τα χέρια αφαιρούμενα.

Συμπεριλαμβάνεται μαξιλάρι ημικυλινδρικό.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό χρώμα.

Κατάλληλο για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού χωρίς μπράτσα : 2,00 X 0,73 m

Διαστάσεις κρεβατιού με μπράτσα : 2,00 X 0,92 m

Ύψος από το έδαφος : 55 - 95 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -20° ~ +80°

Ρύθμιση μπράτσων : ±15 cm

Βάρος κρεβατιού : 85 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	100 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 204cm Π: 75cm Υ: 60cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1