

## Κρεβάτι Ηλεκτρικό Sphen 3 τμημάτων



COLOURS



~~€2,190.00~~ **€1,825.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Με μεταλλικό πλαίσιο και 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος του κρεβατιού από το έδαφος, την κλίση της πλάτης και τη κλίση της μέσης

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Έπιπλα](#), [Weelko](#), [Κρεβάτια](#), [Ηλεκτρικά Κρεβάτια Θεραπείας](#) |

### Variations




Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description Χρώμα	Price
	1902073	Κατόπιν παραγγελίας		Λευκό	<p>€2,190.00</p> <p><b>€1,825.00</b> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.</p>

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Χρώμα	Price
	1902074	Κατόπιν παραγγελίας			Γκρι	€2,190.00 <b>€1,825.00</b> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

### Φωτογραφίες



### Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπειών Sphen 3 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για φυσιοθεραπείες κ.α.

Εξοπλισμένο με 3 μοτέρ που ελέγχουν το ύψος, την πλάτη και την κλίση του κεντρικού τμήματος.

Σύστημα διπλού υποβραχιόνιου: τα σταθερά ρυθμίζονται με ανύψωση αερίου και τα πλευρικά αφαιρούνται.

Προσκέφαλο με οπή αναπνοής. Παρέχεται επιπλέον μαξιλάρι στάσης.

Καμπύλη βάση με δύο τροχούς για διευκόλυνση της κινητικότητάς του.

Λευκή ταπετσαρία PU υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τον καθαρισμό.

Περιλαμβάνεται θήκη για ρολό χαρτιού.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού χωρίς μπράτσα : 2,00 X 0,73 m X 53/86cm

Διαστάσεις κρεβατιού με μπράτσα : 2,00 X 0,96 m X 53/86cm

Ύψος από το έδαφος : 53 – 86 cm

Γωνία προσκέφαλου : 0° ~ 75°

Βάρος κρεβατιού : 77 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

**Βάρος Συσκευασίας**

78 kg

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 200cm Π: 96cm Υ: 86cm

**Χρώμα**

Λευκό, Γκρι