

## Κρεβάτι Ηλεκτρικό Lumb 2 τμημάτων - 1 μοτέρ





~~€1,430.00~~ **€1,050.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικό κρεβάτι με 1 μοτέρ και ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 2902004 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ιατρικά κρεβάτια ηλεκτρικά](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για ιατρικούς και διαγνωστικούς χώρους, κέντρα αισθητικής κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού μέσω διακόπτη ενσωματωμένο στο πλάι του κρεβατιού.

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Διαθέτει 4 τροχούς που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μετακίνηση του κρεβατιού άνετα μέσα στο χώρο.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος από το έδαφος : 54 - 88 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -0° ~ +45°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 180 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 57,50 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 1,80 x 0,68 m

Κατασκευαστής : Weelko



<https://youtu.be/y60uflDs-yY>

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Βάρος Συσκευασίας</b>      | 5750 κ.                     |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b> | M: 1.86cm Π: 0.68cm Υ: 50cm |
| <b>Εγγύηση (Έτη)</b>          | 2                           |
| <b>Χρώμα</b>                  | Λευκό                       |