

## Μεγεθυντικός Φακός τροχήλατος AFMA EVO1 LF3 ή LF5 - CROMO



**€350.00 - €360.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X 5, σκελετός μαύρου χρώματος και φακός χρωμιωμένος

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

### Variations



Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Εγγύηση (Έτη)	Price
	1937006TX5	Άμεσα διαθέσιμο			x5	Any Εγγύηση (Έτη)	<p>€435.00</p> <p><b>€360.00</b></p> <p>Τελική τιμή με Φ.Π.Α.</p>

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Εγγύηση (Έτη)	Price
	1937006TX3	Άμεσα διαθέσιμο			x3	Any Εγγύηση (Έτη)	€425.00 €350.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

### Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI ) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

#### ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:



LED/EVO2 CRI > 90


#### Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος μαύρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ ΑΦΜΑ](#)

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	11 κ.
<b>Μεγέθυνση Φακού</b>	x3, x5
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2