

## Μεγεθυντικός Φακός επιτραπέζιος AFMA LED100 LF3 ή LF5 WHITE





**€240.00 - €250.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X3 ή X 5, σκελετός λευκού χρώματος

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

### Variations

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Price
-------	---------	--------------	----------------	-------------	-----------------	-------

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Price
	1937001X3	Άμεσα διαθέσιμο			x3	€285.00 <u>€240.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.
	1937001X5	Άμεσα διαθέσιμο			x5	€290.00 <u>€250.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

### Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI ) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

**ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:**

LED/EVO2 CRI > 90


## Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός LED100 LF3 ή LF5 WHITE της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος μαύρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ AFMA](#)

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	5.700 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 0.80cm Π: 0.30cm Υ: 0.12cm
<b>Bestseller Beauty</b>	Ναι
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι
<b>Bestseller</b>	Ναι
<b>Μεγέθυνση Φακού</b>	x3, x5