

Πολυθρόνα - Κρεβάτι Ιατρική Glab




~~€1,620.00~~ **€1,350.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Με 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους ποδιών και προσκέφαλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902087-1 | Κατηγορίες: [Πολυθρόνες ηλεκτρικές](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Ιατρική πολυθρόνα Ηλεκτρική Glab τριών τμημάτων με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι στο κεφάλι.

Εξοπλισμένη με 3 ηλεκτρικά μοτέρ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους (58-81cm) , των ποδιών και του προσκέφαλου.

Η ηλεκτρική κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα με κοντρόλ χειρός.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας

Με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

Κατάλληλη για δερματολόγους, πλαστικούς και άλλους ιατρικούς χώρους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,58m

Διαστάσεις (με μπράτσα) : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,82m

Κλίση πλάτης : 0°~70°

Κλίση ποδιών: 0°~90°

Ύψος : 58 ~ 81 cm

Βάρος πολυθρόνας : 50,50 κιλά

Κατασκευαστής : Weelko



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	61.50 kg
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 152cm Π: 70cm Υ: 64cm
Εγγύηση (Έτη)	1
Νέα Παραλαβή	Ναι