

Ρολό Πλαστικό και Χαρτί PREMIUM Πράσινο πλάτους 58εκ. και μήκους 50μ



€5.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Επαγγελματική σειρά σε Πράσινο χρώμα, πλαστικό - χαρτίνο ρολό Premium αντοχής.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6002048 | **Κατηγορίες:** [Εξεταστικά ρολά - πετσέτες](#), [Χαρτοσέεντονα](#), [Χαρτοσέεντονα](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Πλαστικοποιημένο ρολό, χρώματος Πράσινο πολύ υψηλής αντοχής, αδιάβροχο, απορροφητικό, που αποτελείται από ένα φύλλο χαρτί εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος του ρολού και από ένα φύλλο ιατρικού τύπου πολυαιθυλενίου (PE).

Ιδανικό για χρήση σε χώρους αισθητικής, φυσικοθεραπείας, κλινικές, νοσοκομεία κ.α.

Διαθέτει περφορέ κάθε 38cm για εύκολο κόψιμο.

Το πλαστικό φύλλο μέσω της υψηλής του πυκνότητας και δομής εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση του ρολού, προκειμένου τα υγρά που πιθανόν να προκύψουν κατά την θεραπεία να μην λερώσουν την κλίνη.

Το χάρτινο φύλλο εξασφαλίζει αφενός την ικανή απορροφητικότητα των υγρών και αφετέρου προσφέρει ένα αίσθημα άνεσης και καθαριότητας στον εξεταζόμενο ασθενή.

Διαστάσεις: 58εκ. πλάτος x 50 μέτρα μήκος.

Τεμάχια κιβωτίου: 12 ρολά.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

1.100 κ.

Bestseller

Ναι